

# 霍尔效应及参数测定

理学院物理实验中心 廖飞 2021.03



## 实验背景



- │霍尔效应,是美国物理学家霍尔(E.H.Hall,1855—1938)于1879年在研 究金属的导电机制时发现。
- 1980年,冯.克利青研究二维电子气系统的输运特性,在低温和强磁场下发现 量子霍尔效应。1985年诺贝尔物理学奖。
- 1998年,崔琦,分数量子霍尔效应,诺贝尔奖。
- 2013年,由清华大学薛其坤院士领衔,清华大学物理系和中科院物理研究所 组成的实验团队,在零磁场下从实验上首次观测到量子反常霍尔效应。



## 实验目的



#### 1.了解霍尔效应原理


2.学习抵消法测量霍尔系数,测定试样的UH-Is、 U<sub>H</sub>-I<sub>M</sub>曲线

#### 3.判断半导体类型

## 霍尔效应及产生过程



——通电的半导体,在垂直电流(Is)方向的磁场(B)作用下,在垂直于Is和B的方向上形成电荷累积、并出现电势差的电磁现象。



载流子	霍尔兹	女应1879	反常霍尔效应1880
量子	整数1980	分数1982	反常量子霍尔效应2013

## 霍尔效应的参数



$$eE_H = evB$$

$$I_S = nevbd$$

$$\therefore \quad \mathbf{U}_{\mathbf{H}} = \mathbf{E}_{\mathbf{H}} \mathbf{b} = \frac{\mathbf{I}_{\mathbf{S}} \mathbf{B}}{\mathbf{ned}}$$

$$R_H = 1/ne$$
  
 $K_H = 1/ned$ 

$$U_{H} = R_{H} \bullet \frac{I_{S}B}{d} = K_{H} \bullet I_{S}B$$

#### → 霍尔灵敏度

$$R_{H} = \frac{U_{H}d}{I_{S}B} \qquad B = K_{M}I_{M}$$

$$B = K_M I_M$$

$$R_{\rm H} = \frac{d}{K_{\rm M}} \bullet \frac{U_{\rm H}}{I_{\rm M}I_{\rm S}}$$

## 霍尔系数的测定




$$R_{H} = \frac{d}{K_{M}} \bullet \frac{U_{H}}{I_{M}I_{S}}$$

$$R_{\rm H} = \frac{d}{K_{\rm M}I_{\rm M}} \bullet \frac{U_{\rm H}}{I_{\rm S}} \longrightarrow \text{测绘}U_{\rm H} \sim I_{\rm S}$$

$$R_{\rm H} = \frac{d}{K_{\rm M}I_{\rm S}} \bullet \frac{U_{\rm H}}{I_{\rm M}} \longrightarrow \text{测绘}U_{\rm H} \sim I_{\rm M}$$

#### 副效应的消除





$$\mathbf{U}_{\mathbf{A}\mathbf{A}'} = \mathbf{U}_{\mathbf{H}} + \mathbf{U}_{\sigma}$$

+B, +I 
$$U_{AA'} = U_1 = U_H + U_{\sigma}$$
-B, +I  $U_{AA'} = U_2 = -U_H + U_{\sigma}$ 
+B, -I  $U_{AA'} = U_3 = U_H - U_{\sigma}$ 
-B, -I  $U_{AA'} = U_4 = -U_H - U_{\sigma}$ 

除。外还存在由热效应和热磁效应所引起的其他负效应,多数 能通过抵消法消除。

## 实验仪器



#### ZKY-H霍尔效应实验仪及测试仪




图2.7.3霍尔效应实验仪与测试仪

1.  $I_S$ 输出端;2.  $I_S$ 调节旋钮;3. $U_H$ 输入端;4.  $I_M$ 输出端;5.  $I_M$ 调节旋钮;6.电源开关;7.  $I_S$ 显示;8. $U_H$ 显示;9.  $I_M$ 显示;10.电压量程切换;11.  $I_S$ 、  $I_M$ 换向及 $V_H$ 输出开关;12..二维移动尺;13.C型磁铁;14.面板标示牌

## 测绘U<sub>H</sub>—I<sub>S</sub>曲线



#### 1、保持 $I_M = 0.3A$ 不变, 测绘 $U_H - I_S$ 曲线, 计算出 $R_H$

$I_{S}$ (mA)	$\mathbf{U}_{1}$ $(\mathbf{mv})$	$\mathrm{U}_{2}\;(\mathbf{mv})$	$\mathrm{U}_3 \; (\mathbf{mv})$	$\mathrm{U}_4\ (\mathbf{mv})$	$\mathbf{U_{H}^{=}} \ (\mathbf{U_{1}^{-}U_{2}^{+}U_{3}^{-}U_{4}^{-}}) \ /4 \\ (\mathbf{mv})$
(mA)	+B, + I <sub>S</sub>	-B, + I <sub>s</sub>	-В, - I <sub>S</sub>	+B, - I <sub>s</sub>	(mv)
2					
3					
4					
5					
6					
7					

## 测绘U<sub>H</sub>—I<sub>M</sub>曲线



#### 2、保持I<sub>S</sub>=3mA不变,测绘U<sub>H</sub>—I<sub>M</sub>曲线,计算出R<sub>H</sub>

I <sub>M</sub> (A)	U <sub>1</sub> (mv)	$U_2\ (mv)$	$U_3$ $(mv)$	U <sub>4</sub> (mv)	$U_{H} = (U_{1} - U_{2} + U_{3} - U_{4}) /4$ $(mV)$
(A)	+B,+ I <sub>S</sub>	-B,+ I <sub>S</sub>	-B,- I <sub>S</sub>	+B,- I <sub>S</sub>	(IIIV)
0.3					
0.4					
0.5					
0.6					
0.7					
0.8					

#### 讨论及扩展



- 1.从仪器和方法出发分析实验误差
- 2.霍尔效应测定磁场的方法和步骤
- 3.查阅量子霍尔效应及反常量子霍尔效应
- 4.霍尔元件的基本工作原理

#### 说明:

1-4题中选择2-4个讨论——做在讨论页